

Verbraucherinformation



Zungenreiniger nach Lorenz

Der Zungenanatomie angepasstes Design
Entfernt Bakterienbeläge
Beugt Mundgeruch vor
Fördert das Geschmacksempfinden

Der erste Zungenreiniger, der dem Relief des Zungenrückens optimal angepasst wurde, beidseitig verwendbar ist und den bei Zungenreinigern häufig auftretenden Würgereiz erheblich reduziert.

Anwendung

- Mund normal öffnen
- Zunge ruhen lassen
- Zungenreiniger mit dem Relief auf den Zungenrücken leicht aufdrücken
- Zungenreiniger nach vorne streichen

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine einmalige Anwendung den bakteriellen Befall um ca. 50% reduziert. Bei 3- bis 4-maliger Anwendung pro Woche wird zusätzlich die Rückbesiedelung der Zunge sehr effizient verhindert.

Packungsgrößen

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 Stück rot | Art.-Nr.: 80690311 | PZN 03177503 | EAN 4024671013714 |
| 1 Stück grün | Art.-Nr.: 80690313 | PZN 04779405 | EAN 4024671013721 |

Bombastus-Werke AG

Wilsdruffer Straße 170 • 01705 Freital • Deutschland
Telefon: +49 351 65803-12 • Fax: +49 351 65803-99
E-Mail: info@bombastus-werke.de • www.bombastus.de

Stand 12/2014. Änderungen vorbehalten.