



# menoelle OVULA med

## Vaginalzäpfchen

**menoelle Ovula med** ist ein Medizinprodukt, das die Erhaltung der natürlichen Abwehrkräfte der Vagina unterstützt und die Erholung der Vaginalflora fördert. Hyaluronsäure, Borsäure und Milchsäure helfen dabei, Symptome von Scheidentrockenheit und/oder einen aus dem Gleichgewicht geratenen pH-Wert zu kurieren. In einem Ovulum sind 10 mg Hyaluronsäure in ihrer Natriumsalzform enthalten, die gegen Scheidentrockenheit wirkt, indem sie Feuchtigkeit spendet, die Lubrikation anregt und zur Wiederherstellung eines natürlichen und angenehmen Vaginalmilieus beiträgt. Milchsäure, die normalerweise in der Scheide vorkommt, begünstigt eine unmittelbare Korrektur des pH-Wertes und ermöglicht die natürliche Genesung der empfindlichen vulvo-vaginalen Flora. Borsäure begünstigt dank ihrer Beständigkeit im vaginalen Milieu eine langanhaltende Senkung des pH-Werts.

hello@menoelle.com  
www.menoelle.com



**SOFORTIGE WIRKUNG**



**NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE**



**OHNE HORMONE**

### Inhaltsstoffe

Ein Vaginalovulum enthält: Borsäure, Hyaluronsäure-Natriumsalz, Polycarbophil, Milchsäure, Tocopherylacetat, Vitamin A, 18-Beta-Glycyrrhetinsäure, Teebaumöl, halb-synthetische Triglyceride, Phosphatidylcholin.

### Indikationen

Das Produkt dient der Prävention und Behandlung von Scheidentrockenheit, auch von mykotischem Charakter. Es hilft, Reizungen, Brennen und Stechen zu reduzieren.

### Dosierung

Führen Sie für 5-7 Tage, beginnend am Ende Ihres Menstruationszyklus oder gemäß der ärztlichen Verordnung, 1 Ovulum/Tag in die Vagina ein – vorzugsweise am Abend vor dem Zubettgehen.

### Nebenwirkungen

Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

### Art der Anwendung

- 1 Waschen Sie Ihren vaginalen Bereich gründlich (vorzugsweise mit einer geeigneten Intimwaschlotion, sowohl äußerlich als auch innerlich).
- 2 Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie, nachdem Sie sich gründlich die Hände gewaschen haben, ein Ovulum aus dem Blister.
- 3 Führen Sie das Ovulum vorsichtig tief in die Vagina ein.

### Aufbewahrung

Bewahren Sie die Packung sicher verschlossen an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von 5 °C bis 25 °C auf. Nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen aufbewahren.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern ist der Gebrauch der Ovula auf dringend erforderliche Anwendungen zu begrenzen und muss unter direkter ärztlicher Aufsicht stattfinden. Bei vorhandenem intaktem Hymen, befragen Sie zu den spezifischen Anwendungsbedingungen Ihren Gynäkologen.

Zum einmaligen Gebrauch. Sollte ein Ovulum versehentlich aus der Scheide rutschen, verwenden Sie dieses Ovulum nicht erneut.

### 10 Vaginalovula von 2g/Ovulum

**Verpackung und Präsentation:** Faltschachtel mit zwei Blistern, die insgesamt 10 Vaginalovula von je 2g/Ovulum enthalten.

Unter Lizenz von Capricorn Life Sciences b.v. (Holland)



### Warnhinweise

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Nicht anwenden, wenn die Packung bereits geöffnet oder beschädigt wurde. Wenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem Verfallsdatum an. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete und sachgemäß gelagerte Produkt. Wenden Sie das Produkt nicht bei vaginalen Verletzungen und Wunden an.

Wenden Sie das Produkt nicht während der Menstruationsblutung an. Überschreiten Sie die empfohlene Dosis nicht ohne ärztlichen Rat. Die Anwendung kann, insbesondere, wenn sie verlängert wurde, zu Empfindlichkeitserscheinungen führen. Wenn das der Fall ist, unterbrechen Sie die Behandlung und konsultieren Sie Ihren Arzt, um eine geeignete Therapie zu beginnen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt oder Apotheker über alle unerwünschten Wirkungen informieren, auch wenn sie nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.



**Vertrieb:** PhytoLife Nutrition GmbH  
Winsstrasse 59 | 10405 Berlin | Deutschland  
hello@menoelle.com

**Hersteller:** Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 | 25124 Brescia | Italien

## DIE CLEVERE APP FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN!



*mimeno ist die erste kostenlose App speziell für Frauen vor, während und nach den Wechseljahren, also für alle Frauen von Anfang 40 bis Mitte / Ende 60.*

- » **Menopausen-Tracking**, das Wechseljahresbeschwerden übersichtlich erfasst und Therapiemöglichkeiten anbietet
- » Spannende, **relevante Informationen** zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Wechseljahre
- » Ein **individuelles Trainingsprogramm** für Körper und Geist
- » Austausch mit anderen Frauen in einer **geschützten Community**

**Kostenlos App laden:**



www.mimeno.com

## menoelle PRODUKTFAMILIE

### menoelle OVULA med

10 Zäpfchen



**SOFORTIGE WIRKUNG**



**menoelle Ovula med ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von vaginaler Trockenheit. Hilft bei Reizungen, Brennen und Juckreiz.**

- » Wiederherstellung und zum Erhalt des natürlichen vaginalen pH-Werts.
- » Wiederherstellung und Aufrechterhaltung vaginaler Gesundheit.
- » **Hormonfrei und frei von chemischen Konservierungsstoffen**

**MEDIZINISCHES PRODUKT**



**OHNE HORMONE**

### menoelle GEL

100 ml



**BIO ZERTIFIZIERT**



**menoelle Gel ist ein bio zertifiziertes Vaginalgel aus rein pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu 3 Tage Feuchtigkeit spendet. menoelle Gel wurde für die sensible Intimflora entwickelt und ist frei von hautschädigenden, chemischen Wirkstoffen.**

- » Lindert schnell vaginale Atrophie und Trockenheit
- » Mildert Reizungen, Juckreiz und Brennen
- » Spendet sanfte, langanhaltende Feuchtigkeit



**VEGAN**



**OHNE HORMONE**

### menoelle TABLETTEN

60 Tabletten



**VEGAN**



**OHNE SOJA**



**OHNE ISOFLAVONE**



**menoelle Tabletten bestehen aus einer patentierten und pflanzlichen Mischung der drei Pflanzenextrakte Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa und Angelica gigas (EstroG-100®).**

- » Mit dem patentierten und pflanzlichen EstroG-100® Extrakt
- » Mit einem aufeinander abgestimmten hochwertigen Nährstoffkomplex
- » Frei von Isoflavonen, hormonfrei, veganes Produkt

### English

#### Vaginal Ovules

**menoelle Ovula med** is a medical device that helps maintain the natural defenses of the vagina and enhances the recovery the normal vaginal flora; containing hyaluronic acid, boric acid and lactic acid it helps delete the symptoms due to unbalanced vaginal hydration and/or vaginal pH. Hyaluronic Acid in its sodium salt form at a 10 mg/ovule dosage exerts an hydrating and lubricating action against vaginal dryness and contributes to restore a natural and comfortable vaginal environment. Lactic Acid, normally present in the vagina, favors an immediate pH correction and facilitates the natural recovery of the delicate vulvo-vaginal ecosystem. Boric Acid, thanks to its persistence in the vaginal environment, favors a lowering of pH prolonged over time.

#### Composition

One ovule contains: Boric Acid, Hyaluronic Acid Sodium Salt, Polycarbophil, Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, Vitamin A, 18-beta-glycyrrhetic Acid, Tea Tree Oil, Semi-synthetic Triglycerides, Phosphatidylcholine.

#### Indications

It is useful in the prevention and treatment of vaginal dryness also in mycotic character. It helps reducing irritations, burning and itching.

#### Method of Use

- 1 Wash vaginal area properly (preferably with both a vaginal wash external and internal).
- 2 Open the package and after having washed properly your hands, take one ovule from the blister.
- 3 Gently insert the ovule deep into the vagina, preferably in supine position, avoiding accidental exit of the ovule out of the vagina.

### Dosage

Insert 1 ovule/day in the vagina – preferably in the evening before sleeping - for 5-7 days after the end of menstrual cycle or according medical prescriptions.

### Storage Conditions

Store the package properly closed in a dry place, between 5°C and 25°C, away from light and heat sources.

### Side Effects

Known hypersensitivity to any of the ingredients.

### Warnings

Keep out of reach and sight of children. Do not swallow. Do not use if package has been previously opened or damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to the unopened and properly stored product. Do not use the product in case of vaginal lesions and wounds. Do not use the product during menstruation. Do not exceed the suggested dosage without medical advice. The use - especially if prolonged - can lead to sensitiveness events. If this is the case, stop the treatment and consult the doctor in order to start a proper therapy. It is important to inform the doctor or the pharmacist of any undesired effects not reported in the insert leaflet.

### Precautions of Use

During pregnancy, lactation and for children the use of ovules must be limited only if strictly required and under direct control of your doctor. In case of the intact hymen, before using consult your gynecologist to the specific conditions of use. Disposable device. In case of accidental exit of the ovule out of the vagina, do not re-use the ovule.

**10 vaginal ovules of 2g/ovule**

## Français

**menoelle Ovula med** est un dispositif médical qui aide à préserver les défenses naturelles du vagin et améliore le rétablissement d'une flore vaginale normale. L'acide hyaluronique, l'acide borique et l'acide lactique aident à remédier aux symptômes de sécheresse vaginale et/ou d'un pH vaginal déséquilibré. Un ovule contient 10 mg d'acide hyalu-ronique sous sa forme de sel sodique, lequel permet de lutter contre la sécheresse vaginale par un effet hydratant et favorisant la lubrification, ce qui contribue à restaurer un milieu vaginal naturel et fonctionnel. L'acide lactique, normalement présent dans le vagin, favorise une cor-rection immédiate du pH ainsi que le rétablissement naturel de la fragi-le flore vulvo-vaginale. L'acide borique, grâce à sa persistance dans le milieu vaginal, favorise une baisse du pH qui se prolonge dans le temps.

### Composition

Un ovule vaginal contient : acide borique, hyaluronate de sodium, poly-carbophile, acide lactique, acétate de tocophérol, vitamine A, acide 18-béta-glycyrhétinique, huile essentielle d'arbre à thé, triglycérides semi-synthétiques, phosphatidylcholine.

### Indications

L'ovule permet de prévenir et de traiter la sécheresse vaginale, y compris en cas de mycose. Il permet de réduire les irritations, brûlures et démangeaisons.

### Mode d’emploi

- Faites une toilette minutieuse de la zone vaginale (de préférence en utilisant une lotion de toilette intime appropriée, en réalisant un nettoyage externe et interne).
- Ouvrez la boîte, puis après vous être soigneusement lavé les mains, sortez un ovule du blister.
- Introduisez délicatement l'ovule dans votre vagin et enfoncez-le profondément.

### Italiano

**menoelle Ovula med** è un dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino della flora vaginale; a base di acido ialuronico, acido borico ed acido lattico aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio della idratazione e/o del pH vaginale. L'acido ialuronico, presente come sale sodico, ad un dosaggio di 10 mg/ovulo, svolge azione idratante e lubrificante contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino di un naturale e gradevole ambiente vaginale. L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale. L'acido borico, grazie ad una sua persistenza nell'ambiente vaginale, favorisce un abbassamento del pH vaginale protratto nel tempo.

### Composizione

Un ovulo contiene: Acido Borico, Acido Ialuronico Sale Sodico, Poli-carbophil, Acido Lattico, Tocoferile Acetato, Vitamina A, Acido 18-be-ta-glicirretico, Tea Tree Oil, Trigliceridi Semisintetici, Fosfatidilcolina.

### Indicazioni

Utile nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale anche a carattere micotico. Aiuta a ridurre irritazioni, bruciori e pruriti.

### Modalità d’uso

- Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna).
- Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo..
- Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali.

### Є 10 ovuli vaginali da 2g ciascuno.

## Türkçe

**menoelle Ovula med**, vajinanın doğal savunma gücünü korumasını ve vajinal floranın iyileşmesini destekleyen tıbbi bir üründür. Hyalüronik asit, borik asit ve laktik asit, vajinal kuruluk semptomlarının ve/veya dengesiz pH seviyesinin tedavisinde yardımcıdır. Bir ovül, so-dyum tuzu formunda 10 mg hyalüronik asit içerir. Hyalüronik asit, va-jinal kuruluğa karşı etkilidir ve vajinanın nemli kalmasını sağlar, kay-ganlaşmayı uyarır, doğal ve hoş bir vajinal ortamın geri kazanılmasına katkıda bulunur. Normalde de vajinada bulunan laktik asit, pH değeri-nde hızlıca düzelmeye sağlar ve hassas vulvo-vajinal floranın doğal süreçlerle iyileşmesine olanak tanır. Borik asit kalıcılık özelliğiyle va-jinal ortamın düşük pH seviyesinde bulunmasına yardımcı olur.

### SAKLAMA

Ambalajı iyice kapalı olarak 5°Cila 25°C arasında kuru bir yerde sak-layın. Işık ve ısı kaynaklarının yakınında saklamayın.

### Posologie

Insérez 1 ovule/jour dans votre vagin, de préférence le soir avant d'aller vous coucher, pendant 5 à 7 jours, en commençant à la fin du cycle menstruel, ou selon la prescription de votre médecin.

### Conditions de stockage

Conservez la boîte bien fermée au sec, entre 5 °C et 25 °C, et tenez-la à l'abri des sources de chaleur et de lumière.

### Effets secondaires

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

### Mises en garde

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas utiliser si l'em-ballage a déjà été ouvert ou est endommagé. Ne pas utiliser après la date de péremption. La date de péremption se réfère à un produit non ouvert et stocké correctement. Ne pas utiliser en cas de lésions ou de plaies vaginales.

Ne pas utiliser pendant la période de menstruation. Ne pas dépasser le dosage indiqué sans avis médical. L'utilisation, en particulier prolongée, peut entraîner des manifestations de sensibilité. Si c'est le cas, arrêtez le traitement et consultez votre médecin afin de trouver le traitement approprié. Il est important de signaler à votre médecin ou au pharmacien tout effet indésirable, même s'il n'est pas indiqué sur la présente notice.

### Précautions d’emploi

Pendant la grossesse et l'allaitement, ainsi que pour les enfants, les ovules ne doivent être utilisés que si cela est strictement nécessaire, et sous un contrôle médical direct. En cas d'hymen intact, consultez votre gynéco-logue pour qu'il vous indique les conditions particulières d'utilisation.

À usage unique. Si l'ovule glisse accidentellement hors de votre vagin, ne le réutilisez pas.

#### Є 10 ovules vaginaux de 2 gr/ovule

### Posologia

Introdurre in vagina 1 ovulo al di, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo altra indicazione medica.

#### Conservazione

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5° ed i 25° C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

### Effetti collaterali

Ipersensibilità accertata verso i componenti.

### Avvertenze

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione è stata precedentemente aperta o danneggiata. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente c onservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungata, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verificchi, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

### Precauzioni per l’uso

Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso. Non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali.

#### YAN ETKİLER

İçerik maddelerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı hassasiyet.

#### İÇİNDEKİ MADDELER

Bir vajinal ovül şunları içerir: Borik asit, hyalüronik asit-sodyum tuzu, polikarbofil, laktik asit, tokoferil asetat, A vitamini, 18-beta-glisiretinik asit, çay ağacı yağı, yarı sentetik trigliseritler, fosfatidilkolin.

#### KULLANIMDA ALINACAK ÖNLEMLER

Hamilelikte, emzirme döneminde ve çocuklarda ovül kullanımı sa-dese acilen gerekli durumlarla sınırlıdır ve doktor gözetiminde ol-ması zorunludur. Kızlık zarı sağlamsa özel kullanım koşullarıyla ilgi-li olarak jinekoloğunuza danışın.

Tek seferlik kullanım. İstemedен ovülün vajina dışına çıkması duru-munda aynı ovülü bir kez daha kullanmayın.

## KULLANIM ŞEKLİ

- Genital bölgenizi iyice yıkayın (tercihen uygun bir genital temizlik losyonu ile hem içeriden hem de dışarıdan).**
- Ellerinizi önce iyice yıkayın, ardından ambalajı açın ve blis-terden bir ovül çıkarın.**
- Ovülü dikkatle vajinanın derinliklerine yerleştirin.**

### KULLANIM DOZU

Adet döngünüzün sonunda başlayarak ya da doktorunuzun belirttiği biçimde, 5-7 gün boyunca tercihen akşamları yatmadan önce günde 1 ovülü vajina içine uygulayın.

#### Є Her biri 2 gr, 10 vajinal ovül

### Español

menoelle Ovula med es un dispositivo médico que refuerza las defen-sas naturales de la vagina y fomenta la recuperación de la microflora vaginal. El ácido hialurónico, el ácido bórico y el ácido láctico ayudan a tratar los síntomas de la sequedad vaginal o un valor del pH desequilib-rado. Un óvulo contiene 10 mg de ácido hialurónico en su forma de sal sódica, que actúa contra la sequedad vaginal proporcionando hidratación, estimulando la lubricación y contribuyendo al restablecimiento de un entorno vaginal natural y saludable. El ácido láctico, que está pre-sente de manera natural en la vagina, favorece una corrección inmed-iata del valor del pH y permite la recuperación natural de la delicada flora vulvovaginal. Gracias a su persistencia en el entorno vaginal, el ácido bórico favorece una disminución duradera del valor del pH.

### Composición

Cada óvulo contiene: ácido bórico, ácido hialurónico (sal sódica), policar-bófilo, ácido láctico, acetato de tocoferilo, vitamina A, ácido glicirretínico 18-β, aceite de árbol de té, triglicéridos semisintéticos y fosfatidilcolina.

### Indicaciones

Este producto está indicado para prevenir y tratar la sequedad vag-inal, también la de origen micótico. Además, ayuda a reducir la ir-ritación, el ardor y el picor.

### Modo de empleo

- Lávese muy bien la zona vaginal (preferiblemente con un gel de higiene íntima adecuado, tanto por fuera como por dentro).**
- Abra la caja y, después de lavarse las manos concienzuda-mente, extraiga un óvulo del blister.**
- Introduzca el óvulo con cuidado en el fondo de la vagina.**

### РУССКИЙ

menoelle Ovula med— это медицинское средство, обеспечиваю-щее естественную защиту влагалища и восстановление нормаль-ной вагинальной микрофлоры. Гиалуроновая, борная и молочная кислоты помогают устранить симптомы, вызванные сухостью влагалища и/или несбалансированным уровнем pH. Гиалуроно-вая кислота в форме натриевой соли при дозировке 10 мг на суп-позиторий оказывает увлажняющее и смазывающее действие, позволяющее устранять сухость влагалища, и способствует вос-становлению естественной и комфортной вагинальной микло-флоры. Молочная кислота, обычно присутствующая во влагалище, способствует непосредственной стабилизации уровня pH и есте-ственному восстановлению чувствительной вульвовагинальной флоры. Борная кислота, благодаря своей стойкости в вагинальной среде способствует устойчивому снижению pH.

### СОСТАВ

В состав вагинального суппозитория входит: Борная кислота, ги-алуронат натрия, поликарбофил, молочная кислота, токоферилац-етат, витамин A, 18-бета-грицирризиновая кислота, масло чай-ного дерева, полусинтетические триглицериды, фосфатидилхолин.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Средство предназначено для профилактики и лечения сухости влагалища, в том числе грибкового характера. Помогает уменьшить раздражение, жжение и зуд.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тщательно промойте область влагалища как снаружи, так и изнутри (рекомендуется для этого использовать средство для интимной гигиены).
- Откройте упаковку и, тщательно вымыв руки, извлеките один суппозиторий из блистера
- Осторожно вставьте суппозиторий глубоко во влагалище.

#### Є 10 вагинальных суппозиториев по 2 г

### ENDİKASYONLARI

Ürün, mikatifi yapıdakiler de dahil olmak üzere vajinal kuruluğun önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Tahriş, yanma ve batmanın azalmasına yardım eder.

### UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Yutmayın. Ambalaj açılmış ya da hasar görmüşse kullanmayın. Son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın. Son kullanma tarihi, açılmamış ve uygun şekilde depolanmış ürün için geçerlidir. Vajinal yaralanma ve yaralarda ürünü kullanmayın.

Adet kanamaları esnasında ürünü uygulamayın. Tavsiye edilen dazu doktora danışmadan arttırmayın. Özellikle uygulama süresi uza-tıldığında hassasiyet belirtileri ortaya çıkabilir. Bu durumda kullan-mayı bırakarak uygun bir tedaviye başlamak için doktorunuza danışın. Kullanım talimatında belirtilmemiş olsa bile, tüm istenmeyen etkiler hakkında doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendirmeniz önemlidir.

### Dosificación

Introduzca 1 óvulo al día en la vagina durante 5-7 días, comenzando al final de su ciclo menstrual o según la prescripción médica, preferible-mente por la noche, antes de acostarse.

### Storage Conditions

Store the package properly closed in a dry place, between 5 °C and 25 °C, away from light and heat sources.

### Side Effects

Known hypersensitivity to any of the ingredients.

### Warnings

Keep out of reach and sight of children. Do not swallow. Do not use if pack-age has been previously opened or damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to the unopened and properly stored product. Do not use the product in case of vaginal lesions and wounds.

Do not use the product during menstruation. Do not exceed the suggested dosage without medical advice. The use - especially if prolonged - can lead to sensitiveness events. If this is the case, pause the treatment and consult the doctor in order to start a proper therapy. It is important to inform the doctor or the pharmacist of any undesired effects not reported in the insert leaflet.

### Precautions of Use

During pregnancy, lactation and for children the use of ovules must be limited only if strictly required and under direct control of your doctor. In case of the intact hymen, before using consult your gyne-cologist to the specific conditions of use.

Disposable device. In case of the ovule accidentally exiting out of the vagina, do not re-use the ovule.

#### Є 10 vaginal ovules of 2g/ovule

### ДОЗИРОВКА

Вводите во влагалище по 1 суппозиторию каждый день, жела-тельно вечером перед сном в течение 5–7 дней в конце менстру-ального цикла или по медицинским показаниям.

### ХРАНЕНИЕ

Упаковку необходимо хранить в закрытом виде в сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C. Хранить упаковку вдали от источников света и тепла.

### ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Установленная гиперчувствительность к любому из компонентов.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. Не исполь-зовать средство, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не использовать по истечении срока годности. Срок годности указан для неоткрытого средства и гарантируется при соблю-дении условий хранения. Не использовать средство при нали-чии вагинальных повреждений и травм.

Не использовать средство во время менструации. Запрещено превы-шать указанную дозировку без консультации с врачом. Применение, особенно длительное, может привести к повышению чувстви-тельности. В таком случае следует остановить лечение и проконсульти-роваться с врачом для назначения подходящих терапевтических проце-дур. Важно сообщить врачу или фармацевту о любых побочных эффектах, о которых не было указано в инструкции по применению.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время беременности и лактации, а также детьми суппозитории должны использоваться только в случае крайней необходимости и под непосредственным контролем лечащего врача. При наличии ненару-шенной девственной плевы перед использованием необходимо про-консультироваться с гинекологом о конкретных условиях применения.

Одноразовое средство. При случайном выходе суппозитория из влагалища повторное его использование запрещено.