

ImmunoMix

DÉFENSE DU NEZ - NEUSBESCHERMING
NASENSCHUTZSPRAY

**Soutient la protection
contre les agents externes
tels que virus et bactéries**

**Helpt bij de bescherming
tegen externe factoren
zoals virussen en bacteriën**

**Wirkt unterstützend
auf den Schutz vor externen
Reizstoffen wie Viren und Bakterien**



POUR ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS
VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 2 JAAR
FÜR ERWACHSENE UND KINDER AB 2 JAHREN

DISPOSITIF MÉDICAL À BASE DE SUBSTANCES - À action non pharmacologique
MEDISCH HULPMIDDEL OP BASIS VAN STOFFEN - Met niet-farmacologische werking
STOFFLICHES MEDIZINPRODUKT - Mit nicht pharmakologischer Wirkung

SPRAY NASAL - NEUSSPRAY - NASENSPRAY

ImmunoMix Défense du Nez est un dispositif médical 100 % naturel qui **soutient les mécanismes physiologiques de défense du nez**. Il forme en effet une **couche muco-adhésive** qui **soutient la protection de la muqueuse** contre les agents externes tels que virus et bactéries, et **préserve l'intégrité de la barrière épithéliale** des cavités nasales. De plus, l'**osmolalité équilibrée et standardisée** (750 mOsm/Kg), ainsi que l'**action physique de lavage, aide à fluidifier et éliminer le mucus en excès, et donc les agents pathogènes** qui y restent emprisonnés. Les arômes naturels de Pin Mugu et de Menthe procurent une sensation de fraîcheur. **Le produit agit à travers un mécanisme d'action physiologique et non pharmacologique. Il peut être utilisé fréquemment et même sur de longues périodes, car il n'irrite et ne dessèche pas la muqueuse.** Le produit ne contient pas de conservateurs : sa conservation est garantie par un processus de production avec système de filtration stérilisant et conditionnement en milieu microbiologiquement contrôlé.

INDICATIONS : ImmunoMix Défense du Nez est indiqué pour **soutenir la protection de la muqueuse nasale contre les agents externes, tels que virus et bactéries**, pouvant être à l'origine d'infections des voies respiratoires supérieures. **ImmunoMix Défense du Nez** peut être également utile en cas de congestion et d'irritation des cavités nasales. Le produit est indiqué à partir de 2 ans.

MODE D'EMPLOI

Enfants âgés de 2 à 6 ans : appliquer 1 pulvérisation par narine.

Enfants âgés de 6 à 12 ans : appliquer 1 pulvérisation par narine, se moucher le nez et répéter l'application.

Adultes et adolescents à partir de 12 ans : appliquer 2 pulvérisations par narine, se moucher le nez et répéter l'application.

Il est conseillé d'appliquer **ImmunoMix Défense du Nez** plusieurs fois par jour, même à intervalles rapprochés. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout diffuseur à l'aide d'un linge propre et humide, puis sécher soigneusement. Pour éviter la propagation possible d'agents pathogènes, le produit doit être utilisé par une seule personne.

MISES EN GARDE : ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie envers un ou plusieurs des composants. À utiliser exclusivement par voie nasale. Éviter le contact avec les yeux ; au besoin les laver à l'eau. Consulter le médecin en cas d'apparition de symptômes persistants.

COMPOSITION : fraction de tanins (issue de l'Hamamélis), Fraction phénolique (issue du Sureau), Sel gemme (sel d'extraction minière non traité chimiquement), Eau, Glycérine végétale, Arôme naturel de Pin Mugu et Arôme naturel de Menthe.

PÉREMPTION : voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Après la première utilisation, le produit peut être utilisé jusqu'à la date de péremption. Ne pas utiliser au-delà de cette date.

EMBALLAGE DE VENTE : flacon en verre de 30 ml avec pulvérisateur

Conserver à température ambiante dans un lieu frais, sec, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière.

Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

Sans conservateurs - Sans gaz propulseurs

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 02/2021

DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIa

ImmunoMix Neusbescherming is een 100% natuurlijk, medisch hulpmiddel dat **de fysiologische afweermechanismen van de neus ondersteunt**. Het vormt namelijk een **slimhechtend laagje dat het slijmvlies helpt beschermen** tegen externe factoren zoals virussen en bacteriën, en **houdt de epitheelbarrière** van de neusholten **intact**. Bovendien **helpen de evenwichtige en gestandaardiseerde osmolaliteit** (750 mOsm/kg) en de **fysieke werking van het spoelen bij het vloeibaar maken en verwijderen van overtollig slijm en de erin aanwezige ziekteverwekkers**. De natuurlijke aroma's van bergden en munt zorgen voor een fris gevoel. **Het product werkt met een fysiologisch en niet-farmacologisch werkingsmechanisme en is geschikt voor frequent gebruik, ook gedurende langere tijd, omdat het het slijmvlies niet irriteert en niet uitdroogt.** Het product bevat geen conserveringsmiddelen: de conservering wordt gegarandeerd door het productieproces met steriliserend filtersysteem en verpakking in een microbiologisch gecontroleerde omgeving.

INDICATIES: ImmunoMix Neusbescherming is geschikt om **het neusslijmvlies te helpen beschermen tegen externe factoren zoals virussen en bacteriën**, die infecties van de bovenste luchtwegen kunnen veroorzaken. **ImmunoMix Neusbescherming** kan ook nuttig zijn bij verstopping en irritatie van de neusholten. Dit product is geschikt vanaf de leeftijd van 2 jaar.

GEBRUIK

Kinderen van 2 tot 6 jaar: 1 keer per neusgat sprayen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 keer per neusgat sprayen, de neus snuiten en de toediening herhalen.

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar: 2 keer per neusgat sprayen, de neus snuiten en de toediening herhalen.

Het wordt aanbevolen **ImmunoMix Neusbescherming** meerdere keren per dag te gebruiken, ook binnen korte tijd. Reinig de verstuiver na elk gebruik met een schone, vochtige doek en droog hem zorgvuldig af. Om mogelijke verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen moet het product door slechts



een persoon gebruikt worden.

WAARSCHUWINGEN: niet gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor een of meer componenten. Uitsluitend via de neus gebruiken. Aanraking met de ogen vermijden, spoel ze indien nodig af met water. Raadpleeg uw arts indien de symptomen aanhouden.

SAMENSTELLING: Tanninefractie (uit toverhazelaar), fenolfractie (uit vlier), steenzout (niet-chemisch behandeld, door mijnbouw gewonnen zout), water, plantaardige glycerine, natuurlijk bergden-aroma en natuurlijk muntaroma.

HOUDBAARHEID: zie de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Niet gebruiken na de aangegeven houdbaarheidsdatum. De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum blijft ook na het eerste gebruik ongewijzigd.

VERKOOPVERPAKKING: Glazen flacon van 30 ml met verstuiver

Bewaren bij kamertemperatuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen licht. Buiten bereik van kinderen houden. De houdbaarheidsdatum geldt alleen voor een intacte en correct bewaarde verpakking.

Zonder conserveringsmiddelen - Zonder drijfgassen

DATUM LAATSTE REVISIE: 02/2021

MEDISCH HULPMIDDEL Klasse IIa

ImmunoMix Nasenschutzspray ist ein 100 % natürliches Medizinprodukt, das die **physiologischen Abwehrmechanismen der Nase unterstützt**. Es bildet eine **mucoadhäsive Schicht**, die **den Schutz der Schleimhaut** vor externen Reizstoffen wie Viren und Bakterien unterstützt und die **Integrität der Epithelbarriere** in den Nasenhöhlen erhält. Die **standardisierte und ausgewogene Osmolalität** (750 mOsm/kg) und die **physikalische Reinigungsfunktion unterstützen die Verflüssigung des Schleims, sowie die Ausscheidung des überschüssigen Schleims inklusive der** darin enthaltenen **Krankheitserreger**. Die natürlichen Aromen von Bergkiefer und Minze verleihen dem Produkt eine angenehme Frische. **Das Produkt wirkt auf physiologische und nicht pharmakologische Weise und kann auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden, da es die Schleimhaut weder reizt noch austrocknet.** Das Produkt enthält keine Konservierungsstoffe. Die Haltbarkeit wird durch den Produktionsprozess mit sterilisierendem Filtrationssystem und die Verpackung in mikrobiologisch kontrollierter Umgebung gewährleistet.

ANWENDUNGSGEBIETE: ImmunoMix Nasenschutzspray wirkt unterstützend auf den Schutz der Nasenschleimhaut vor externen Reizstoffen wie Viren und Bakterien, die eine Infektion der oberen Atemwege auslösen können. **ImmunoMix Nasenschutzspray** kann auch bei verstopften oder gereizten Nasenhöhlen angewendet werden. Das Produkt ist ab 2 Jahren geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE

Kinder von 2 bis 6 Jahren: 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch.

Kinder von 6 bis 12 Jahren: 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch sprühen, die Nase schnäuzen und die Anwendung wiederholen.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen, die Nase schnäuzen und die Anwendung wiederholen.



Es wird empfohlen, **ImmunoMix Nasenschutzspray** mehrmals täglich auch in kurzen Abständen anzuwenden. Den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit einem sauberen feuchten Tuch reinigen und sorgfältig abtrocknen. Um die eventuelle Verbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden, darf das Produkt nur von ein und derselben Person verwendet werden.

HINWEISE: Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden. Ausschließlich in der Nase anwenden. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt, Augen mit Wasser ausspülen. Bei länger anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.

ZUSAMMENSETZUNG: Tanninfraktion (aus Zaubernuss), Phenolfraktion (aus Holunder), Steinsalz (aus Salzbergwerken gewonnenes, nicht chemisch behandeltes Salz), Wasser, pflanzliches Glycerin, natürliches Bergkieferaroma und natürliches Minzaroma.

VERFALLSDATUM: Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Das auf der Verpackung aufgedruckte Verfallsdatum bleibt auch nach der ersten Anwendung unverändert.

VERKAUFSPACKUNG: 30 ml Spray in Glasflasche mit Feinzerstäuber

Bei Zimmertemperatur aufbewahren, kühl und trocken lagern und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das unversehrte und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt.

Ohne Konservierungsstoffe - Ohne Treibgase

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 02/2021

MEDIZINPRODUKT Klasse IIa



POUR LA SANTÉ D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Aboca est une Benefit Corporation certifiée B Corp. Nous nous engageons à agir de manière responsable, durable et transparente envers la communauté et l'environnement. Le Rapport d'impact est disponible sur www.aboca.com

ImmunoMix Défense du Nez est un produit **100 % naturel** qui ne contient pas de substances de synthèse, semi-synthèse ou génétiquement modifiées.

VOOR DE GEZONDHEID VAN VANDAAG EN MORGEN

Aboca is een Benefit Corporation met een B Corp-certificaat. We zetten ons in om op verantwoordelijke, duurzame en transparante wijze te werk te gaan ten aanzien van de gemeenschap en het milieu. Het effectbeoordelingsverslag vindt u op www.aboca.com

ImmunoMix Neusbescherming is een **100% natuurlijk** product en bevat geen synthetische, semisynthetische of genetisch gemodificeerde stoffen.

FÜR DIE GESUNDHEIT – HEUTE UND IN DER ZUKUNFT

Aboca ist eine B Corp-zertifizierte Benefit Corporation. Wir verpflichten uns, gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt verantwortungsvoll, nachhaltig und transparent zu handeln. Der Bericht über die Folgenabschätzung ist unter www.aboca.com erhältlich.

ImmunoMix Nasenschutzspray ist ein zu **100 % natürliches** Produkt und enthält keine synthetischen, halbsynthetischen oder genetisch veränderten Substanzen.

MATERIAUX DE CONDITIONNEMENT		VERPAKKINGSMATERIALEN		VERPAKKUNGSMATERIALIEN	
Boîte	PAP 21 > Papier	Verpakking	PAP 21 > Papier	Faltschachtel	PAP 21 > Papier
Notice	PAP 22 > Papier	Bijsluiter	PAP 22 > Papier	Packungsbeilage	PAP 22 > Papier
Flacon avec embout diffuseur	C/GL 95 > Principalement en verre	Flacon met verstuiver	C/GL 95 > Vooral glas	Flasche mit Sprühkopf	C/GL 95 > Hauptsächlich aus Glas
Bouchon	LPDE 4 > Plastique	Dop	LPDE 4 > Plastic	Verschluss	LPDE 4 > Plastic
Pour l'élimination des déchets veuillez vous reporter aux dispositions de votre zone de résidence.		Contrôleer voor het afvoeren de voorschriften in het gebied waar u woont.		Für die Abfallentsorgung überprüfen Sie bitte die Vorschriften Ihres Wohnorts.	

Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca,
20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

BELEAIMNASPX-C

