



Fittydent International GmbH,
Carlberggasse 38/3/1,
1230 Vienna
AUSTRIA
www.fittydent.com
3070LE1225
Made in India
Revision date: 2026-01-28

Sunstar France S.A.S.,
105 rue Jules Guesde,
92300 Levallois-Perret
FRANCE
SunstarGum.com

BZGUM0126



Comprimés de nettoyage en profondeur GUM ORTHO ALIGNER

Les comprimés nettoyants GUM ORTHO ALIGNER sont formulés pour offrir une action nettoyante profonde et sans effort, atteignant les zones que le brossage ne peut pas atteindre sur les appareils orthodontiques amovibles tels que les aligneurs, les gouttières de contention transparentes et métalliques. Convient également aux protége-dents et aux prothèses dentaires.

Avec une utilisation régulière, ils aident à maintenir l'appareil frais et confortable, en éliminant les taches et les mauvaises odeurs. La formule contribue à limiter la formation de plaque dentaire à la surface.

Chaque comprimé est emballé individuellement afin de préserver la formule et d'offrir une utilisation pratique, à la maison ou en déplacement. Le processus simple en 3 étapes s'intègre facilement au rituel quotidien de soin.

Comprimidos de limpieza profunda GUM ORTHO ALIGNER

Los comprimidos limpiadores GUM ORTHO ALIGNER están formulados para proporcionar una limpieza profunda y sin esfuerzo, alcanzando zonas a las que el cepillado no llega en aparatos de ortodoncia removibles como alineadores y retenedores transparentes y metálicos.

Con un uso regular, ayudan a mantener el aparato fresco y cómodo, eliminando manchas y malos olores. La fórmula contribuye a limitar la acumulación de placa en la superficie.

Cada comprimido está envasado individualmente para preservar la fórmula y ofrecer un uso práctico, en casa o fuera de ella. El sencillo proceso en 3 pasos se integra fácilmente en la rutina diaria de cuidado.

GUM ORTHO ALIGNER Compresse detergenti per una pulizia profonda

Le compresse detergenti GUM ORTHO sono formulate per garantire un'azione pulitricia profonda ed efficace, raggiungendo anche le aree dove lo spazzolino non arriva, sugli apparecchi ortodontici rimovibili come gli allineatori, apparecchi di contenzione trasparenti e metallici.

Con un uso regolare, aiutano a mantenere l'apparecchio fresco e confortevole, rimuovendo macchie e cattivi odori. La formula contribuisce a limitare la formazione della placca sulla superficie. Ogni compressa è confezionata singolarmente per preservare la formula e offrire un utilizzo pratico, a casa o fuori casa. Il semplice processo in 3 fasi si integra facilmente nella routine quotidiana d'igiene.

Mode d'emploi :

- 1) Placer un comprimé dans un verre d'eau tiède (non chaude) et y ajouter l'appareil.
- 2) Laisser tremper pendant 10 minutes.
- 3) Rincer soigneusement à l'eau. Aucun brossage n'est nécessaire. Formule douce, pour un usage quotidien et conçue pour protéger les appareils.

⚠ Avertissement. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement les mains après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer le contenu conformément à la réglementation locale.

Mode de empleo:

- 1) Colocar un comprimido en un vaso de agua templada (no caliente) y añadir el aparato.
- 2) Dejar en remojo durante 10 minutos.
- 3) Aclarar bien con agua. No es necesario cepillar.

Fórmula suave para uso diario y diseñada para proteger los aparatos. Apta también para protectores bucales y dentaduras postizas.

⚠ Advertencia. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Lavarse bien las manos después de su manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es posible. Continuar aclarando. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. Eliminar el contenido conforme a la normativa local.

Modalità d'uso:

- 1) Inserire una compressa in un bicchiere di acqua tiepida (non calda) e immergere l'apparecchio.
- 2) Lasciare in immersione per 10 minuti.
- 3) Sciacquare accuratamente con acqua. Non è necessario spazzolare.

Formula delicata per uso quotidiano e per proteggere gli apparecchi. Adatte anche per para-denti e protesi dentarie.

⚠ AVVERTENZE: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste consultare un medico. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico. Smaltire il contenuto in conformità alle normative locali.



Le nettoyage à l'eau chaude peut déformer la plastique thermoformée des gouttières, prenez garde à utiliser la température appropriée. Ne pas mettre le comprimé ou la solution nettoyante dans la bouche. Ne pas boire la solution nettoyante et ne pas l'utiliser comme bain de bouche. Ne pas utiliser en cas d'intolérance ou d'ipersensibilité à l'un des ingrédients. Tenir hors de portée des enfants. Conserver au sécs température ambiante. En cas improbable de problème grave après utilisation, consulter un médecin. Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Ingrédients : Carbonate de sodium, acide sulfamique, phosphate trisodique, acide citrique, EDTA, laurylsulfate de sodium, benzoate de sodium, arôme menthe, PVP, TAED, colorant C.I. 42090.



La limpieza con agua caliente puede deformar las férulas termoplásticas. Utilice siempre agua a temperatura adecuada. No introducir el comprimido ni la solución limpiadora en la boca. No beber la solución ni utilizarla como enjuague bucal. No utilizar en caso de intolerancia o hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente. En el improbable caso de un problema grave tras su uso, consultar al médico. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Ingrédients: Carbonato de sodio, ácido sulfámico, fosfato trisódico, ácido cítrico, EDTA, lauril sulfato de sodio, benzoato de sodio, aroma de menta, PVP, TAED, colorante C.I. 42090.



La pulizia con acqua calda può deformare i bite termoplastici; prestare attenzione alla temperatura appropriata. Non mettere la compressa o la soluzione detergente in bocca. Non bere la soluzione detergente né utilizzarla come collutorio. Non utilizzare in caso di intolleranza o ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Nel raro caso di problemi gravi dopo l'uso, contattare il medico. Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Ingrédients: Carbonato di sodio, acido sulfammico, fosfato trisodico, acido citrico, EDTA, sodio lauril solfato, benzoato di sodio, aroma di menta, PVP, TAED, colorante C.I. 42090.



Fabricant



Distributeur



Dispositif médical

Fabricante

Productore

Distributore

Hersteller

Distributor

Fabrikant

Medisch hulpmiddel

Tillevkare

Dystribuor

Producent

Distributar

Produsent

Jakellja

Valmistaja

Lääkinnällinen laite

Medicinsk udstyr

Medicinsk utstyr

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite

Lääkinnällinen laite



Identifiant unique du dispositif
Identificación única de producto
Identificazione Univoca del Dispositivo
Eindeutige Produktidentifizierung
Unieke Hulpmiddelidentificatie
Unik identifiierung
Unikalna identyfikacja urzadzania
Unik identifiierung
Unik identifiierung
Yksilöllinen tunnistus



Ne pas réutiliser
No reutilizar
Non riutilizzare
Nicht wiederverwenden
Niet opnieuw gebruiken
Får inte återanvändas
Nie używać ponownie
Ikke til fiersangsbrug
Skal ikke gjenbrukes
Ei saa käyttää uudelleen



Número de lote
Código de lote
N. lotto
Chargencode
Batchcode
Batchnummer
Numer partii
Partinummer
Erakoodi



À utiliser avant
Fecha de caducidad
Data di scadenza
Verwendbar bis
Houdbaarheidsdatum
Använd före
Data ważności
Anvendes inden
Utlöpsdato
Viimeinen käyttöpäivä



Consignes de sécurité
Precaución
Istruzioni di sicurezza
Sicherheitshinweise
Veiligheidsinstructies
Säkerhetsanvisningar
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhetsinstruksjoner
Turvallisuushjeet



Consulter le mode d'emploi
Consulte las instrucciones de uso
Consultare le istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung beachten
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Se bruksanvisningen
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją
Læs brugsanvisningen inden anvendelse
Læs bruksanvisningen før bruk
Tutustu käyttöohjeisiin



Avertissement
Advertencia
Avvertenze
Warnhinweis
Waarschuwing
Varningsanvisningar
Ostrzeżenia
Advarselsanvisninger
Advarselsinstruksjoner
Varoitushjeet



Poids mesuré conformément à la réglementation européenne
Peso medido según la normativa de la UE
Peso misurato conformemente alla normativa UE
Gewicht gemäß EU-Vorschriften gemessen
Gewicht gemeten volgens EU-regelgeving
Vikt uppmätt enligt EU-bestämmelser
Waga zmierzona zgodnie z przepisami
UE Vægt målt i henhold til EU-bestemmelser
Vekt målt i henhold til EU-bestemmelser
Paino mitattu EU-määräysten mukaisesti

10 GUM ORTHO ALIGNER Tabletten für Tiefenreinigung
Die GUM ORTHO Reinigungs-tabletten wurden entwickelt für eine mühelose und gründliche Reinigung und erreichen auch Bereiche, die mit der Zahnbürste nicht zugänglich sind, bei herausnehmbaren kieferorthodontischen Apparaturen wie Alignern sowie transparenten und metallischen Retainern.
Bei regelmäßiger Anwendung helfen sie, die Apparaturen frisch und angenehm zu halten, indem sie Verfärbungen und unangenehme Gerüche entfernen. Die Formel trägt dazu bei, die Belagsbildung auf der Oberfläche zu reduzieren.
Jede Tablette ist einzeln verpackt, um die Formel zu schützen und eine praktische Anwendung zu Hause oder unterwegs zu ermöglichen. Der einfache 3-Schritte-Prozess lässt sich problemlos in die tägliche Pflegeroutine integrieren.

11 GUM ORTHO ALIGNER Diep Reinigende Tabletten
GUM ORTHO reinigendstättelbellen zljn ontkwvkl för en djeepe onmoetleozee relnng, waarbl het pleken bereekt de met poesten niet bereekbaar zljn op uiteenbaree orthodontische hulpmiddelen zoals aligners, doorzljchte en uiteenbaree beugels.
Bj regelmatlg gebruik helpen ze u beugel frls en aangenaam te houden door vlecken en nare geurtjes te verwljden. De formule helpt de opbouw van tandplak op het oppervlakt te beperken.
Elke tablettelst lnndveel verpakt om de formule te behoeden en gemakkeljk te gebruiken, zoolt thuls als onderweg. Het eenvoudlgge 3-stappenproes past naadloos ln uw dageljkke verzorglngsroutlne.

12 GUM ORTHO djuprengörande tabletter
GUM ORTHO djuprengörande tablettler är utvecklade för att göra rent på djupet på ett smidigt sätt, och när områden där tandbörstorn inte kommer är att göra rent på avtagbara tandställningar, aligners och retainers. Vid regelbunden användning hjälper de till att hålla din tandrengler fräsch och bekävm genom att avlägsna smutts och dålg luk. Formulan hjälper till att begränsa plackuppbbyggnad på ytan.
Varje tablett är individuellt förpackad för att bevara formelen och är enkel att använda, både hemma och på språng. Den enkla 3-stepsprocessen blir lätt en del i din dagliga vårdrutin.

13 Tabletki do głębokiego czyszczenia GUM ORTHO ALIGNER
Tabletki czyszczące GUM ORTHO zostały opracowane z myślą o skutecznym i łatwym czyszczeniu, docierając do miejsc niedostępnych dla szczoteczki na ruchomych aparatach ortodontycznych, takich jak alignery oraz przezroczyste i metalowe retenery.
Regularne stosowanie pomaga utrzymać świeżość aparatu, usuwając przebarwienia i nieprzyjemne zapachy. Formuła pomaga ograniczyć odkładanie się płytki nazębnej na powierzchni aparatu. Każda tabletkta jest pakowana indywidualnie, aby zachować właściwości formuły i zapewnić wygodne stosowanie w domu i w podróży. Prosty 3-etapowy proces łatwo wpasowuje się w codzienną rutynę.

14 GUM ORTHO ALIGNER tabletten til dybderens
GUM ORTHO resettabletter er udviklet til at give en effektiv og nem dybderrensning og nå områder, som børstning ikke kan nå, på aftagelige ortodontiske apparater såsom aligners samt gennemsigtige skinner og metalretainerne.
Ved regelmæssig brug hjælper de med at holde apparatet friskt og behageligt ved at fjerne misfarvninger og dårlig lugt. Formlen hjælper med at begrænse plakopbygning på overfladen.
Hver tablet er separat pakket for at bevare formelen og sikre praktisk brug både hjemme og på farten. Den enkle 3-trinnsproces passer let ind i den daglige plejerutine.

15 GUM ORTHO ALIGNER dypprensende tabletter
GUM ORTHO resettabletter er utviklet for å gi en effektiv og enkel dypprens som når områder vanlig børsting ikke kommer til. De er beregnet for rengjøring av avtakbare kjeveortodontiske apparater, alignere, som alignere samt gjennomsiktige og metalliske retainerne. Ved regelmessig bruk bidrar resettablettene til å holde apparatet friskt og komfortabelt ved å fjerne misfarging og uønsket lukt. Formelen bidrar også til å begrense plakdannelse på overflaten. Hver tablett er individuelt pakket for å bevare formelen og sikre praktisk bruk både hjemme og på farten. Den enkle 3-trinnsprosessen passer lett inn i den daglige rutinen.

16 GUM ORTHO ALIGNER syväpuhdistus tabletit
GUM ORTHO -puhdistustabletti on kehitetty tarjoamaan tehokas ja vaivaton syväpuhdistus, joka ulottuu alueille, joihin harjaus ei yllä, irrotettavissa oikomisajälteissa kuten alignereissa sekä läpinäkyvissä ja metallisissa retainerissa.
Säännöllisessä käytössä ne auttavat pitämään laiteen rakkaana ja miellyttävänä poistamalla värijäytymä ja epämiellyttävää hajua. Koostumus auttaa rajoittamaan plakin muodostumista pinnalle. Jokainen tabletti on pakattu yksittäin koostumuksen säilyttämiseksi ja käyden helpottamiseksi kotona ja matkalla. Yksinkertainen 3-vaiheen prosessi on helppo sisällyttää päivittäiseen hoitorutiiniin.

Anwendung: 1) Eine Leingungstabelle in ein Glas mit warmem (nicht heissem) Wasser geben und die Apparatur einlegen.
2) 10 Minuten einwirken lassen.
3) Sanft formuliert für die tägliche Anwendung und zum Schutz der Apparaturen.
Gründlich mit Wasser abspülen. Bürsten ist nicht erforderlich. Auch geeignet für Zahnschutzschienen und Zahnpfroschen.
⚠ Warnhinweis. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Hände nach der Anwendung gründlich waschen. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Inhalt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gebruiksaanwijzing: 1) Doe één tablet in een glas warm (niet heet) water en leg uw beugel in.
2) Laat 10 minuten weken.
3) Spoel grondig af met water, borstelen is niet nodig.
Zachte formulering voor dagelijks gebruik en beschermt de beugel.
⚠ Waarschuwing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was uw handen grondig na gebruik. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Bij huidirritatie: Raadpleeg een arts. Bij aanhoudende oogirritatie: Raadpleeg een arts. Gooi de inhoud weg volgens de lokale voorschriften.

Bruksanvisning: 1) Lägg en tablett i ett glas med varmt (inte hettt) vatten och lägg i din tandrenglering.
2) Låt ligga i 10 till 10 minuter.
3) Skölj noggrant med vatten, ingen borstning krävs.
Skonsam formuila för daglig användning och skydd av avtagbar tandrenglering.
⚠ Varning: Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna noggrant efter hantering. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölj. Om hudirritation uppstår: Sök medicinsk rådgivning/vård. Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/vård. Kassera innehålllet i enlighet med lokala föreskrifter.

Sposób użycia: 1) Umieścić jedną tabletkę w szklance ciepłej (nie gorącej) wody i włożyć aparat.
2) Pozostawić na 10 minut.
3) Dokładnie spłukać wodą. Szczotkowanie nie jest wymagane. Delikatna formuła do codziennego stosowania, chroniąca aparat.
⚠ Ostrzeżenie. Działła drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Po użyciu dokładnie umyć ręce.
Odpowiednie również do ochraniać na zęby i protezy dentystycznych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Użyć soczewki kontaktowej, jeśli są obecne i można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie. W przypadku podrażnienia skóry: skonsultować się z lekarzem. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: skonsultować się z lekarzem. Zawartość zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Brugsanvisning: 1) Læg én tablet i et glas lunkent (ikke varmt) vand og tilsæt apparatet.
2) Lad det ligge i båd i 10 minutter.
3) Skjöl grundigt med vand. Børstning er ikke nødvendig.
Skånsomt formulert til daglig brug og for at beskytte apparaterne. Også velegnet til tandbeskyttelse og tandproteser.
⚠ Advarsel. Fårslårager hudirritation. Fårslårager alvorlig øjenirritation. Vask hænderne grundigt efter håndtering. VED KONTAKT MED ØJNE: Skjöl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylningen. Ved hudirritation: søg lægehjælp. Hvis øjenirritationen fortsætter: søg lægehjælp. Bortskaf indholdet i overensstemmelse med lokale regler.

Bruksanvisning: 1) Legg én tablett i ett glass lunkent (ikke varmt) vann og tilsatt apparatet.
2) La ligge i 10 minutter.
3) Skjöl grundigt med vann. Børsting er ikke nødvendig.
Skånsom formulering for daglig bruk og beskyttelse av apparatene. Også egnet for tannbeskyttelse og tannproteser.
⚠ Advarsel. Fårslårager hudirritasjon. Fårslårager alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter håndtering. VED KONTAKT MED ØYNE: Skjöl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skylning. Ved hudirritasjon: oppsøk lege. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: oppsøk lege. Skaff innholdet i henhold til lokale forskrifter.

Käyttöohje: 1) Laita yksi tabletti lasilliseen lämmintä (ei kuumaa) vettä ja lisää laite.
2) Anna liota 10 minuuttia.
3) Huuhtelee huolellisesti vedellä. Harjausta ei tarvita.
Helläväräinen koostumus päivittäiseen käyttöön ja laitteiden suojaamiseen.
Sopii myös hammasuojalle ja hammaspotseille.
⚠ Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsitöilyn jälkeen. JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poista silmälinsat, jos mahdollista. Jätka huuteluä. Jos ihoärsytystä ilmenee: hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkaa: hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö paikallisten määräysten mukaisesti.

⚠ Die Reingung mit heissem Wasser kann thermoplastische Schienen verformen, bitte daher auf eine angemessene Temperatur achten. Tablette oder Reingungslösung nicht in den Mund nehmen. Reingungslösung nicht trinken und nicht als Mundwasser verwenden. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit oder Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken bei Raumtemperatur lagern. Bei schwerwiegenden Problemen nach der Anwendung ist ein Arzt zu kontaktieren. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.
Inhaltsstoffe: Natriumcarbonat, Sulfaminsäure, Trinatriumfosfaat, Zitronensäure, EDTA, Natriumlaurylsulfat, Natriumbenzoat, Minzaroma, PVP, TAED, Farbstoff C.I. 42090.

⚠ Reingung mit heet water kan thermoplastische spalken vervormen; let op de juiste temperatuur. Stop het tablet of de reingungslösing niet in uw mond. Drink de reingungslösing niet en gebruik deze niet als mondwater. Niet gebruiken bij intolerantie/overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Droog bewaren bij kamertemperatuur! Niet in het onwarschijnlijke geval dat er zich na gebruik een ernstig probleem voordoet, contact op met uw arts. Elk ernstig incident dat zich in verband met de beugel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.
Ingrediënten: natriumcarbonaat, sulfaminzuur, trinatriumfosfaat, citroenzuur, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoaat, mintaroma, PVP, TAED, kleurstof C.I. 42090

⚠ Rengöring med heit vatten kan deformera termoplastiska skenor – var uppmärksam på rätt temperatur. Stoppa inte tabletten eller rengöringslösningen i munnen. Drink inte rengöringslösningen och använd den inte som munskölj. Använd inte vid intolerans/överkänslighet mot någon av ingredienserna. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras tørt i rumstemperatur! Om ett allvarligt problem mot förmodan uppstår efter användning, kontakta din läkare. Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet. Ingredienser: Natriumkarbonat, sulfaminsyre, trinatriumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, färgämne C.I. 42090.

⚠ Czyszczenie gorącą wodą może spowodować odkształcenie szyn termoplastycznych, należy zwrócić uwagę na odpowiednią temperaturę. Nie wkładać tabletki ani roztworu czyszczącego do ust. Nie pic roztworu ani nie używać go jako płynu do płukania jamy ustnej. Nie stosować w przypadku nietolerancji lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia powyższych problemów po użyciu skontaktować się z lekarzem. Każd poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi.
Składniki: Węglan sodu, kwas sulfaminowy, fosforan trisodowy, kwas cytrynowy, EDTA, laurylosulfan sodowy, benzenosod sodu, aromat miętowy, PVP, TAED, barwnik C.I. 42090.

⚠ Rengjøring med varmt vann kan deformere termoplastiske skinner – vær oppmerksom på den korrekte temperatur. Tablet eller rengjøringsopløsning må ikke komme i munnen. Drik ikke oppløsningen og bruk den ikke som mundskyll. Må ikke anvendes ved overfølsomhet over for noen af ingrediensene. Oppbevares utilgjengelig for børn. Oppbevares tørt ved stuetemperatur. Ved alvorlige problemer eller bruk, kontakt lege. Alvorlige hendelser relatert til produktet skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndighet.
Ingredienser: Natriumkarbonat, sulfaminsyre, trinatriumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, farvestoff C.I. 42090.

⚠ Rengjøring med varmt vann kan deformere termoplastiske skinner – vær oppmerksom på riktig temperatur. Ikke putt tabletten eller rengjøringsløsningen i munnen. Ikke drik løsningen og ikke bruk den som munnskyllevann. Ikke bruk ved intoleranse eller overfølsomhet for noen av ingrediensene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt ved romtemperatur. Ved alvorlige problemer etter bruk, kontakt lege. Alle alvorlige hendelser relatert til produktet skal rapporteres til produsenten og relevant myndighet.
Ingredienser: Natriumkarbonat, sulfaminsyre, trinatriumfosfat, citronsyre, EDTA, natriumlaurylsulfat, natriumbenzoat, mintaroma, PVP, TAED, fargestoff C.I. 42090.

⚠ Puhdistus kuumalla vedellä voi muuttaa oikomisokejen muotoa ja huuhteluohjeissa lämpötilaa ei saa ylittää tablettia tai puhdistusliuosta suuhun. Älä juo liuosta äläkä käytä sitä suunhuuhteluna. Älä käytä, jos olet yliherkkä jollakin ainesosalle. Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä kuivassa huoneenlämmössä. Vakavien ongelmien ilmetessä käytä välittömästi ota yhteyttä lääkäreeseen. Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.
Ainesosat: Natriumkarbonaatti, sulfaminihappo, trinatriumfosfaatti, sitruunahappo, EDTA, natriumlauryylisulfaatti, natriumbensoaatti, minttuaroma, PVP, TAED, väriaine C.I. 42090.