

Fingerpulsoximeter

Misst Puls und Sauerstoffsättigung



CORONA VIRUS

VERSTÄRKTE NACHFRAGE!
von Ärzten, Patienten und Altenheimen in Corona Zeiten



FS10

CE 0123

Betrieben durch 2 x AAA Batterien (inklusive)



Zeigt den Puls und die SpO2 Werte



Für Kinder und Erwachsene



Klein und handlich



LED-Display mit Pulsfrequenz- und Sauerstoffsättigungsanzeige

BEZEICHNUNG

PZN

ARTIKEL-NR.

HILFSMITTEL-NR.

Fingerpulsoximeter MD300C1-E FS10C

09225829

M72200-01

21.30.02.0900